



## VISION 3D ARTISTIC

Système de maquillage sur céramique



consiste en une variété de composants coordonnés pour la finition et la finalisation des restaurations en céramique. Ce système de finition est parfaitement adapté aux matériaux en zirconium et en disilicate de lithium. Avec un faible encombrement des couronnes et bridges monolithiques, des effets naturels tels que translucidité, chroma, halo, mamelons, fissures de l'émail, opalescence et fluorescence peuvent être obtenus rapidement et efficacement.

### Indication:

Utilisé pour la reconstruction des dents, depuis les restaurations d'une seule dent jusqu'aux bridges soutenus par une armature, en disilicate de lithium et en zircone. Sculptur masses peut être appliqué en une couche de 0,1 à 0,4 mm d'épaisseur sur la surface maquiller individuellement. Pour des instructions détaillées, voir manuel technique (<https://wohlwend-ag.com>).

- Application universelle
- Effet de stratification 3D
- Effets incisifs individuels
- Masses fluorescentes
- Augmentation de la chroma
- Éclaircissement de la couleur
- Manipulation simple et économique
- Résultats fiables et reproductibles
- 8 taches gingivales et 4 masses de sculpture gingivale

## VISION 3D ARTISTIC

Sistema di colorazione su ceramica



E' costituito da una serie di componenti coordinati per la rifinitura e il completamento dei restauri in ceramica. Questo sistema di finitura si adatta perfettamente ai lavori in zirconio e disilicato di litio. E' possibile ottenere in modo rapido ed efficiente effetti naturali come traslucenza, croma, tinta, mammelloni, crepe dello smalto, opalescenza e fluorescenza.

### Indicazione:

Utilizzato per la ricostruzione dentale, dai restauri di elementi singoli ai ponti supportati da strutture in disilicato di litio e biossido di zirconio. I materiali Sculptur possono essere applicati in uno spessore di 0,1-0,4 mm sulla superficie colorata individualmente. Per istruzioni dettagliate, consultare le istruzioni tecniche (<https://wohlwend-ag.com>).

- Applicazione universale
- Stratificazione 3D
- Effetti incisali individuali
- Masse fluorescenti
- Aumento del croma
- Schiaritura del colore
- Manipolazione facile ed economica
- Risultati affidabili e riproducibili
- 8 varianti gengivali e 4 masse per ricostruire le gengive





## Assortiments / Assortimenti

|            |                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>770</b> | <b>VISION-3D ARTISTIC ASSORTEMENTS</b>                  |      |
|            | <b>Shade:</b> A, B, C, D,                               | 3g   |
|            | <b>Stain:</b> White, Honey, Olive, Redbrown, Darkbrown, | 3g   |
|            | Red, Pink, Violet, Blue, Sky, Grey                      | 3g   |
|            | <b>Sculptur:</b> Clear, Incisal, Opal, Artic-blue       | 5g   |
|            | <b>Mamelon:</b> Ivory                                   | 3g   |
|            | <b>Glaze:</b> Fluor. Glaze                              | 5g   |
|            | <b>Fluid:</b> Artistic Fluid                            | 25ml |

|            |                                                                              |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>771</b> | <b>VISION-3D ARTISTIC GINGIVA ASSORTEMENTS</b>                               |      |
|            | <b>Stain:</b> Softpink, Pink, Rose, Rubin, Cherry, Purple, Caribbean, Brasil | 3g   |
|            | <b>Sculptur:</b> Magnolia, Pink, Lightred, Darkred                           | 5g   |
|            | <b>Glaze:</b> Gingiva Glaze                                                  | 5g   |
|            | <b>Fluid:</b> Artistic Fluid                                                 | 25ml |

|            |                                           |      |
|------------|-------------------------------------------|------|
| <b>772</b> | <b>VISION-3D ARTISTIC TESTKIT</b>         |      |
|            | <b>Shade:</b> A                           | 3g   |
|            | <b>Stain:</b> White, Honey, Redbrown, Sky | 3g   |
|            | <b>Sculptur:</b> Clear, Incisal           | 5g   |
|            | <b>Glaze:</b> Fluor. Glaze                | 5g   |
|            | <b>Fluid:</b> Artistic Fluid              | 25ml |

|            |                                           |      |
|------------|-------------------------------------------|------|
| <b>773</b> | <b>VISION-3D ARTISTIC TESTKIT GINGIVA</b> |      |
|            | <b>Stain:</b> Pink, Rubin, Cherry, Purple | 3g   |
|            | <b>Sculptur:</b> Lightred, Darkred        | 5g   |
|            | <b>Glaze:</b> Gingiva Glaze               | 5g   |
|            | <b>Fluid:</b> Artistic Fluid              | 25ml |

### REFILL- SHADE

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 740 | Vision-3D Artistic Shade A | 3g |
| 741 | Vision-3D Artistic Shade B | 3g |
| 742 | Vision-3D Artistic Shade C | 3g |
| 743 | Vision-3D Artistic Shade D | 3g |

### REFILL- STAIN

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 744 | Vision-3D Artistic Stain White     | 3g |
| 745 | Vision-3D Artistic Stain Honey     | 3g |
| 746 | Vision-3D Artistic Stain Olive     | 3g |
| 747 | Vision-3D Artistic Stain Redbrown  | 3g |
| 748 | Vision-3D Artistic Stain Darkbrown | 3g |
| 749 | Vision-3D Artistic Stain Red       | 3g |
| 750 | Vision-3D Artistic Stain Pink      | 3g |
| 751 | Vision-3D Artistic Stain Violet    | 3g |
| 752 | Vision-3D Artistic Stain Blue      | 3g |
| 774 | Vision-3D Artistic Stain Sky       | 3g |
| 753 | Vision-3D Artistic Stain Gray      | 3g |
| 754 | Vision-3D Artistic Mamelon Ivory   | 3g |
| 756 | Vision-3D Artistic Stain Lemon     | 3g |
| 757 | Vision-3D Artistic Stain Storm     | 3g |

### REFILL- GLAZE

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 755 | Vision-3D Artistic Flour Glaze   | 5g |
| 782 | Vision-3D Artistic Gingiva Glaze | 5g |

### REFILL-SCULPTUR

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 760 | Vision-3D Artistic Sculptur Clear          | 5g |
| 761 | Vision-3D Artistic Sculptur Incisal        | 5g |
| 762 | Vision-3D Artistic Sculptur Opal           | 5g |
| 763 | Vision-3D Artistic Sculptur Artic-Blue     | 5g |
| 764 | Vision-3D Artistic Sculptur Transpa Yellow | 5g |
| 765 | Vision-3D Artistic Sculptur Dentin         | 5g |

### REFILL- STAIN- GINGIVA

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 775 | Vision-3D Artistic Stain Cherry    | 3g |
| 776 | Vision-3D Artistic Stain Softpink  | 3g |
| 777 | Vision-3D Artistic Stain Purple    | 3g |
| 778 | Vision-3D Artistic Stain Caribbean | 3g |
| 779 | Vision-3D Artistic Stain Brasil    | 3g |
| 780 | Vision-3D Artistic Stain Rubin     | 3g |
| 781 | Vision-3D Artistic Stain Rose      | 3g |
| 775 | Vision-3D Artistic Stain Cherry    | 3g |

### REFILL- SCULPTUR- GINGIVA

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 785 | Vision-3D Artistic Sculptur Pink     | 5g |
| 786 | Vision-3D Artistic Sculptur Lightred | 5g |
| 787 | Vision-3D Artistic Sculptur Darkred  | 5g |
| 788 | Vision-3D Artistic Sculptur Magnolia | 5g |
| 785 | Vision-3D Artistic Sculptur Pink     | 5g |
| 786 | Vision-3D Artistic Sculptur Lightred | 5g |

### REFILL- FLUID

|     |                       |      |
|-----|-----------------------|------|
| 769 | VISION ARTISTIC FLUID | 25ml |
|-----|-----------------------|------|



**WOHLWEND AG**, Dental Manufaktur  
 Platta 52 FL-9488 Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein  
 Phone: +423 373 4243, Fax: +423 373 4244  
[info@wohlwend-ag.com](mailto:info@wohlwend-ag.com), [www.wohlwend-ag.com](http://www.wohlwend-ag.com)  
[www.facebook.com/wohlwendagcom](https://www.facebook.com/wohlwendagcom)