

Fabbricante: Orodent Srl Via M.G. Agnesi 8-10 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Italy

SRN: IT-MF-000030463

Nome del Dispositivo: Colorodent

Modello: Gold

Codice Prodotto: ZCYYY

Codice BD/RDM: 2096993

CND (EMDN): Q010699

UDI-DI Base: 805415427 CZR01 88

Descrizione del Dispositivo: Soluzione a base di ossidi metallici per la personalizzazione estetica della zirconia dentale prima della sinterizzazione

Classe di rischio: Dispositivo medico accessorio (Regolamento (UE) 2017/745 - MDR)

Composizione: Solventi a base acquosa, Ossidi metallici, Glicole Dietilenico, pH neutro

Indicazioni d'uso: Applicazione su restauri in zirconia prima della sinterizzazione per ottenere effetti cromatici naturali

Modalità d'Uso: Immergere o applicare il liquido con pennello sulla struttura fresata, Asciugare a temperatura ambiente, Procedere con la sinterizzazione

Per la scelta delle modalità di lavorazione e tipologia dei materiali consultare il manuale d'uso Zirconia LAVCAMZR disponibile online sul sito www.oroDent.com o richiedendolo direttamente allo 045/6450635.

Conservazione e Precauzioni: Conservare tra 5°C e 25°C, Agitare bene prima dell'uso, Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, Non ingerire.

Marcatura:  0051

AVVERTENZE: ATTENZIONE



**INDICAZIONI DI PERICOLO: H302
NOCIVO PER INGESTIONE**

